

Especificaciones técnicas

Mantenimiento preventivo anual y calibración del Analizador Genético ABI3500

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante, que implica dos (2) visitas anuales.
- Reemplazo de partes de alto desgaste contenidas en el Annual PM kit del equipo
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Alineación completa, utilizando estándares de cada equipo
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento
- Informe del trabajo final del realizado

Mantenimiento preventivo anual de Termociclador de tiempo real ABI7500

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante, que implica dos (2) visitas anuales.
- Reemplazo de partes de alto desgaste contenidas en el Annual PM kit del equipo
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Alineación completa, utilizando estándares de cada equipo
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento
- Informe del trabajo final del realizado

Recalificación y mantenimiento preventivo de Termociclador de Punto Final Veriti

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento
- Informe del trabajo final del realizado

Mantenimiento Preventivo Anual Biorobot EZ1 de extracción automatizada de ADN

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Reemplazo de émbolos y o-rings
- Verificación y mantenimiento general según protocolo del fabricante

Calibración Anual de 28 Micropipetas

- A realizarse en las instalaciones del proveedor (se envían los equipos). Se programa en seis (6) tandas para asegurar la continuidad operativa del laboratorio.
- Verificación de funcionamiento
- Servicio de calibración ISO 17025 acreditado por OAA

Calibración Anual Microcentrifugas CAPP CR1512 y Eppendorf 5418

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Verificación de funcionamiento
- Servicio de calibración

Recalificación y mantenimiento preventivo del Termociclador Punto Final QIAmplifier

- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento.
- Informe del trabajo final del realizado.